

## Рецепт качественной и недорогой пропитки укрепляющей.

На 10 литров необходимо :

**Вода - 9 л.**

Дисперсия стирол-акрилатная **А-10 – 1 л.**

Коалесцент **БДГ – 70 мл.**

Способ приготовления :

Наливаете в ведро 9 л. воды. Вливаете в нее 70 мл. БДГ .Перемешиваете .

Далее медленно вливаете в содержимое ведра 1 л. А-10, перемешивая.

Пропитка готова !

Если необходимо хранение состава , нужно добавить консервант.

Для придания более товарного вида , можно загустить КМЦ.